

Fitodenta hidrogels ar povidonu-jodu (PVP-I)

Klīniskās lietošanas protokols zobārstniecības speciālistiem

Šis dokuments ir paredzēts zobārstniecības speciālistiem kā praktiskas vadlīnijas Fitodenta hidrogela ar povidonu-jodu (PVP-I) lietošanai pēc zobārstniecības procedūrām, lai nodrošinātu atbilstošu brūču antiseptisko apstrādi, higiēnu un pēcoperācijas aprūpi.

1. Produkta apraksts

Fitodenta hidrogels ar povidonu-jodu (PVP-I) ir lokāli lietojams antiseptisks hidrogels, kas paredzēts pēcoperācijas brūču aprūpei, dezinfekcijai un antiseptiskai iedarbībai.

Produkts apvieno povidona-joda antiseptiskās īpašības ar hialuronskābi, kas palīdz uzturēt mitruma līdzsvaru un audu komfortu.

2. Indikācijas

- Pēc zoba ekstrakcijas (zoba alveolas antiseptiska apstrāde)
- Pēc ķirurģiskām procedūrām mutes dobumā (implantācijas, mīksto audu operācijām)
- Ja mutes dobumā ir brūces vai gļotādas bojājumi
- Ja nepieciešama papildu lokāla antiseptiska aprūpe

3. Lietošanas ieteikumi

- Pēc procedūras beigām uzmanīgi uzklāt nelielu daudzumu hidrogela tieši uz brūces vai operētajā apvidū.
- Pirmajās dienās pēc procedūras ieteicams lietošanu atkārtot 2–3 reizes dienā.
- Lietošanas ilgumu pielāgo atbilstoši klīniskajai situācijai un dzīšanas gaitai.

4. Iedarbības īpašības

- Povidonam-jodam piemīt plaša spektra antiseptiska iedarbība pret baktērijām, vīrusiem un sēnītēm.
- Hialuronskābe palīdz uzturēt atbilstošu mitruma līdzsvaru un komfortu dzišanas laikā.

5. Drošības informācija

- Paredzēts tikai lokālai lietošanai mutes dobumā.
- Izvairīties no saskares ar acīm.
- Nelietot pacientiem, kuriem ir alerģija pret jodu vai citām sastāvdaļām.
- Ja rodas nevēlamas reakcijas, pārtraukt lietošanu.

6. Iekļaušana ārstēšanas plānā

- Var lietot kā papildu antiseptisku līdzekli pēc zobārstniecības procedūrām.
- Palīdz uzturēt tīru brūces vidi dzišanas laikā.

Piezīme: Preparāts ir paredzēts profesionālai lietošanai zobārstniecības praksē.